



دليل استخدام

BM-780 II

جهاز تردد راديوي

الرقم المرجعي: 01 - 80 00 36



المحتويات

1	توضيح الرموز المستخدمة والاختصارات	1
2	طريقة العمل والاستخدام المقصود	2
2.1	عام حول طريقة عمل الجراحة الكهربائية	2.1
2.2	الاستخدام المقصود لـ BM-780 II	2.2
2.3	موانع الاستعمال والآثار الجانبية	2.3
2.3.1	موانع الاستعمال	2.3.1
2.3.2	الآثار الجانبية	2.3.2
3	النقل والتعبئة	3
3.1	التحقق عند الاستلام	3.1
3.1.1	أضرار النقل	3.1.1
3.1.2	حق المطالبة بالتعويض	3.1.2
3.2	إعادة الشحن	3.2
4	التشغيل	4
4.1	وظائف عناصر التشغيل ومصابيح الإشارات في جهاز BM-780 II	4.1
4.2	موصل الشبكة	4.2
4.3	موصل الربط المتساوي الجهد	4.3
4.4	تشغيل وإيقاف الجهاز	4.4
4.5	توصيل الملحق	4.5
4.5.1	توصيل القطب المحايد	4.5.1
4.5.2	توصيل المقابض أحادية القطبية	4.5.2
4.5.3	توصيل الملحقات ثنائية القطبية	4.5.3
4.5.4	اختيار نوع التيار	4.5.4
4.5.5	إعدادات القدرة	4.5.5
5	التشغيل	5
5.1	وظائف خاصة	5.1
5.2	اختبار الوظائف	5.2
6	إجراءات السلامة	6
6.1	عام	6.1
6.2	وضعية المريض	6.2
6.3	استخدام الأقطاب الكهربائية المحايدة	6.3
6.4	منظم ضربات القلب، غرسات طبية نشطة وغير نشطة	6.4
6.5	طرق التعامل مع أدوات الجراحة الكهربائية	6.5
6.6	المخاطر الناجمة عن التداخل الكهرومغناطيسي	6.6
6.7	الملحقات	6.7
7	متابعات السلامة التقنية	7
8	إرشادات للرعاية	8

23	التنظيف والتطهير	8.1
23	تعقيم أجزاء الملحقات	8.2
23	أجزاء الملحقات الغير صالحة للتعقيم	8.3
24	المعلومات التقنية	9
24	البيانات التقنية، المعايير، التوثيق	9.1
25	رسوم بيانية	9.2
25	قدرة التردد الراديوي	9.2.1
26	جهد التردد الراديوي	9.2.2
27	المبادئ التوجيهية وبيان الشركة المصنعة حول التوافق الكهرومغناطيسي	9.3
32	إرشادات تتعلق بالبيئة	10
32	العبوة	10.1
32	تشغيل الجهاز بصورة غير مضرّة للبيئة	10.2
32	التخلص من الجهاز	10.3

1 توضيح الرموز المستخدمة والاختصارات

الحد من درجة الحرارة	
الحد من الرطوبة	
الحد من ضغط الهواء	
مُنتج طبي	
إشعاع غير مؤين	
مراعاة دليل الاستخدام، تلميح، تحذير	
ملاحظات التخلص من الجهاز	
أوم	Ω
أمبير	A
تعويم الجسم (غير مناسب للاستخدام على القلب)	BF
ديسيبل	dB
هيكو باسكال	hPa
هيرتز	Hz
كيلو هيرتز	kHz
المرسوم الأوروبي للمنتجات والأجهزة الطبية (MDR)	(EU) 2017/745
ميغاهيرتز	MHz
القانون التنفيذي للمنتجات والأجهزة الطبية	MPDG
تردد مُنخفض	NF
قدرة	P
تردد عالي	HF
تردد راديوي	RF
فولط	V
تيار متردد	VAC
فولط أمبير	VA

(أنظر أيضًا الفصل 4)

2 طريقة العمل والاستخدام المقصود

2.1 عام حول طريقة عمل الجراحة الكهربائية

الجراحة الكهربائية هي إجراء جراحي حيث يتم فيه استخدام التيار الكهربائي لتحقيق تأثيرات كهربائية. ولكي لا يتسبب ذلك التيار في حدوث تهيج في الأعصاب (صدمة كهربائية) يتم استخدام تيار متردد ذي تردد عالي للغاية (يصل في هذا الجهاز إلى 300 كيلوهرتز) بحيث لا ينشأ أي تهيج للأعصاب (قانون نرنست). لذا يطلق هنا أيضًا مصطلح **„جراحة عالية التردد“** أو لأن هذا التردد هو في مجال الموجات الراديوية، فإنه يطلق عليه اسم **„جراحة التردد الراديوي“**. سيتم لاحقًا استخدام المصطلحين باعتبارهما مترادفين.

إذا تم توصيل الكهرباء إلى مجال العمليات من خلال قطب كهربائي وفي خارج مجال العمليات من قطب كهربائي ذي سطح كبير لا يؤثر في الجراحة كهربائيًا، ثم نزع من الجسم ثانيًا، فإنه يتم هنا إطلاق اسم **„استخدام أحادي القطب“**. يسمى القطب الكهربائي في مجال العمليات بالقطب النشط، أما القطب الذي يعيد الكهرباء فيسمى بالقطب المحايد. إذا تم نزع الكهرباء على النقيض من ذلك من الجسم والموصلة فعليًا في مجال العمليات من قطب كهربائي يكون على الأغلب متماثل مع القطب الموصل للكهرباء ثم إعادة توصيله إلى الجهاز، فإنه يتم هنا إطلاق اسم **استخدام ثنائي القطبية**.

يتم التفريق في الأساس بين تأثير اثنين من الجراحات الكهربائية:

• القطع الجراحي الكهربائي

• تخثر جراحي كهربائي

عند **القطع الجراحي الكهربائي** ينشأ عند نقطة التوصيل بين القطب الكهربائي والنسيج تركيز كهربائي عالي يؤدي إلى تسخين سريع على هذا الموضع. بسبب ذلك يخرج بخار مائي من النسيج. يفصل هذا البخار النسيج من القطب الكهربائي، بحيث تنشأ طبقة عازلة. ولكي يستمر التيار الكهربائي في التدفق يجب كسر تلك الطبقة كهربائيًا حيث يتم في ذلك عزل البخار. في طبقة البخار هذه والتي صارت موصلة كهربائيًا تظهر الآن التأثيرات الجسدية والتي تؤدي إلى فصل النسيج. إذا احتوى هذا النسيج على قليل من الماء أو أنه لم يحتو على الماء بناتًا فإن عملية القطع هذه تعمل بشكل متوسط أو قد لا تعمل من الأساس. يستخدم هذا الإجراء لغرض فصل أو بتر النسيج بواسطة قطب كهربائي على هيئة نصل أو إبرة أو من خلال رباط سلكي أو شريطي.

عند **التخثر الجراحي الكهربائي** يتم التمييز بين مفهومين للتطبيق. حال وصول الكهرباء من القطب الكهربائي إلى النسيج، فإن النسيج يسخن عند هذا الموضع عن طريق تحويل الطاقة الكهربائية الحرارية (تسخين أومي). ويستخدم ذلك لإجراء جراحة في النسيج لغرض التخثر أو لإرقاء كميات كبيرة من الدم. يسمى هذا النوع من التخثر الجراحي الكهربائي **بالتخثر الاتصالي** ويتم تطبيقه من خلال قطب كهربائي كروي من خلال الجانب المسطح لقطب كهربائي على هيئة نصل أو بطريقة غير مباشرة من خلال الاتصال بملقط قاطع للنزيف.

إمكانية أخرى للتطبيق هي عن طريق التدمير المستهدف للنسيج من خلال قطب كهربائي مثقوب والذي قد يؤدي في هذه الحالة بعد العملية إلى خفض حجم النسيج المطلوب.

في التطبيق ثنائي القطبية يستخدم زوج الأقطاب الكهربائية في الغالب كملقط أو جفت ذي ساقين معزولين والتي تكون مصنعة لغرض إعدادات خاصة.

يتم الوصول إلى تأثير آخر للتخثر عندما يكون الجهد الكهربائي على الأقطاب الكهربائية مرتفع للغاية بحيث تتكون شرارة من الأقطاب الكهربائية إلى النسيج. في نهاية هذا الشرر تتكون نقطة تعامد حيث تتحكم فيها درجة حرارة مرتفعة للغاية، إضافة إلى تدرج حراري عالي للغاية، بحيث يحدث التخثر فقط في طبقة رقيقة على السطح. ومن ثم يصل إرقاء ذي سطح كبير إلى العمق مع إحداث أقل ضرر ممكن للنسيج. يسمى هذا النوع من التخثر **بتخثر الرش** ويمكن أن يتم تنفيذه من خلال قطب كهربائي على هيئة إبرة أو من خلال النهاية المدببة لقطب كهربائي على هيئة نصل.

2.2 الاستخدام المقصود لـ BM-780 II

يعتبر BM-780 II ذو قدرة الخرج تصل إلى حد أقصى 80 واط عند الاستخدام أحادي القطبية، وإلى حد أقصى 70 واط عند الاستخدام ثنائي القطبية، جهازًا لجميع تدخلات الجراحة الكهربائية في مجالات جراحات الأنف والأذن والحنجرة، جراحات التجميل، الأمراض الجلدية، النساء والتوليد، الطب العام والجراحين الممارسين في العيادات. هو مناسب لكل من القطع الجراحي الكهربائي والتخثر الجراحي الكهربائي.

يستثنى التطبيق في وجود سوائيل، وفي الاستخدامات التي تتطلب قدرة تردد راديوي أعلى من الحد الأقصى للقدرة المذكورة في البيانات التقنية لكل نوع من أنواع الطاقة على حدة.

يسمح فقط للأشخاص الذين تم تدريبهم على الاستخدام الآمن والسليم بالعمل على جهاز BM-780 II. يجب مراعاة دليل الاستخدام عند التدريب والاستعمال.

يعني الاستخدام الآمن للجراحة الكهربائية أن المستخدم على دراية بالتقنية وأشكال الاستخدام.

لا تتحمل شركة Sutter Medizintechnik أي مسؤولية ناتجة عن القيام بتغييرات في المنتج أو الحيدة عما جاء في دليل التشغيل.



2.3 موانع الاستعمال والآثار الجانبية

2.3.1 موانع الاستعمال

تُمنع الاستعمالات التي تتطلب قدرة تردد راديوي أعلى من الحد الأقصى للقدرة المذكور في البيانات الفنية لكل نوع من أنواع الطاقة على حدة.

- عند التدخل الجراحي باستخدام قطعة مستعرضة صغيرة بالنسبة إلى أبعادها (البناءات الخيطية و السديلية الجلدية) تم تحديد تقنية ثنائية القطبية أو حتى الاستغناء عن جراحة التردد الراديوي من أجل تجنب التآثر الغير مرغوب فيه في المواضيع الأخرى.

موانع الاستعمال المرتبطة بالمنتج مباشرة غير معروفة حالياً. يجب أن يقرر الطبيب المسؤول ما إذا كان اتباع الاستعمال المقصود ممكناً، حسب الحالة العامة للمريض. وبالإضافة إلى ذلك، يجب مراعاة تدابير السلامة الموضحة في الفصل 6 .

2.3.2 الآثار الجانبية

الآثار الجانبية المرتبطة بالمنتج مباشرة غير معروفة حالياً. لتجنب الآثار غير المرغوب فيها، يجب اتباع تدابير السلامة، انظر فصل 6.

3 النقل والتعبئة

3.1 التحقق عند الاستلام

3.1.1 أضرار النقل

يجب الكشف الفوري على الجهاز عند تسلمه للتأكد من عدم وجود أي تلفيات أو أضرار نتيجة للنقل.

إجمالي المرسل: BM-780 II, كابل طاقة، دليل الاستخدام

3.1.2 حق المطالبة بالتعويض


يمكن المطالبة بالتعويض فقط في حال الإخطار السريع لدى البائع أو الجهة القائمة بالشحن. يجب استيفاء تقرير تلفيات على الفور. يتم تسليم تقرير تلفيات لدى أقرب ممثل لشركة Sutter أو لدى شركة Sutter نفسها لكي يتم إخبار التأمين بشأن حق المطالبة بالتعويض.

3.2 إعادة الشحن

عند إعادة شحن الجهاز إلى شركة Sutter أو إلى مركز خدمات شركة Sutter فإنه يتم استخدام الكرتون الأصلية إذا أمكن ذلك. إذا لم يكن ذلك في متناول اليد فإنه لا بد من إرسال الجهاز في عبوة آمنة للغاية. يتحمل المرسل مسؤولية الإضرار الناشئة عن التعبئة الغير سليمة. يجب إرفاق الأوراق التالية:

- اسم وعنوان المرسل:
- رقم ونوع الجهاز
- وصف التلفيات
- نسخة دليل الاستخدام المرفقة
- آخر سجل تدقيق لتفتيش السلامة التقني

يجب عند إعادة الشحن أو متابعة الشحن لمولد التردد الراديوي مراعاة الوضعية السليمة للعبوة الغشائية.




989118

يمكن أن يتم طلب العبوة من خلال رقم الطلبية التالي:

4 التشغيل

4.1 وظائف عناصر التشغيل ومصابيح الإشارات في جهاز BM-780 II


الجزء الأمامي للجهاز:



- 1 مفتاح الطلب CUT 1 لغرض القطع أحادي القطبية
- 2 مصباح إشارة للقطع أحادي القطبية
- 3 مفتاح الطلب CUT 2 لغرض القطع أحادي القطبية مع جزء متخثر
- 4 مفتاح الطلب CONTACT لغرض التخثر الاتصالي أحادي القطبية
- 5 مصباح إشارة للتخثر أحادي القطبية
- 6 مفتاح الطلب SPRAY لتخثر الرش
- 7 مفتاح دوار لإعدادات القدرة
- 8 مصباح إشارة للتخثر ثنائي القطبية
- 9 مفتاح الطلب PRECISE لغرض التخثر ثنائي القطبية
- 10 مأخذ توصيل للأدوات أحادية القطبية
- 11 رمز التلميح "تحذير - تيارات عالية التردد احتس جهد عالي"
- 12 مصباح إشارة لإنذار القطب الكهربائي المحايد
- 13 قطب كهربائي محايد متصل بالأرض لتيار التردد الراديوي المتصل بالأرض، ليس لتيارات التردد المنخفضة.
- 14 موصل للقطب الكهربائي المحايد

- 15 مصباح إشارة للجهاز الجاهز للتشغيل
- 16 رمز التلميح "تنبيه!" 
- 17 زر الطاقة
- 18 رمز تلميح لتصنيف الجهاز: BF 
- 19 رمز التلميح "تنبيه! يرجى مراعاة دليل الاستخدام" 
- 20 موصل للأدوات ثنائية القطبية 

الجزء الخلفي للجهاز:



- 21 لوحة اسمية
- 22 تاريخ التصنيع 
- 23 الشركة المصنعة 
- 24 موصل PA لربط متساوي الجهد الكهربائي
- 25 مأخذ توصيل مفتاح التشغيل 
- 26 رقم التسلسل (الترميز أدناه)
- 27 ختم فحص متابعة السلامة التقنية
- 28 صمام أمان الجهاز
- 29 مأخذ توصيل لكابل طاقة

يشفر الرقم التسلسلي المعلومات التالية لكل جهاز:

الرقم التسلسلي للمنتج	3542 20 00 02 780II
عام التصنيع	
رمز حالة البرنامج	
رمز حالة الجهاز	
نوع الجهاز	

4.2 موصل الشبكة

تحقق قبل التشغيل لأول مرة، إذا كانت شبكة الإمداد الخاصة بك تتوافق مع إعدادات جهد الجهاز الموجودة على الملصق (أعلى مأخذ التوصيل لكابل الطاقة (29)). إذا لم يكن الأمر كذلك ، فيرجى إبلاغ صاحب التوكيل.

(1) فيوز الشبكة 240 VAC - 100 G، 250 V 1.6 AH 2 x T 5x20، ملم

(2) موصل الشبكة 100 – 240 V; 50/60 Hz



توجد الصمامات في وحدة التوصيل بالتغذية (28) إلى مقبس موصل الشبكة.

وصل كابل طاقة إلى مأخذ التوصيل (29) ووصل النهاية الأخرى إلى الإبريز الكهربائي.

لكي تتمكن من فصل الجهاز بالكامل وكذلك جميع الأقطاب من الشبكة، فإنه ينبغي أن يكون الوصول دائماً سهلاً إما إلى مقبس الجهاز أو إلى المقبس الذي تم إدخاله في كابل الطاقة.

بالنسبة إلى إخراج الجهاز من التشغيل فإنه لا توجد أي إجراءات خاصة ضرورية.

تحذير


خطر حدوث صدمة كهربائية!

لتجنب خطر حدوث صدمة كهربائية، فإنه يسمح بتوصيل هذا الجهاز فقط إلى شبكة إمداد ذات موصل وقائي.



4.3 موصل الربط المتساوي الجهد

ربط متساوي الجهد هو الربط الكهربائي الجيد بين أجزاء الأجهزة المختلفة. وهي تضمن أن جميع الأجهزة ثابتة بشكل دائم وأيضاً في حالات الفشل في العزل الكهربائي، أن يكون لها نفس الجهد الكهربائي. الربط المتساوي الجهد مخصص لأماكن عمليات بعينها، على سبيل المثال العمليات الجراحية داخل القلب ويمكن توصيله عبر موصل الربط المتساوي الجهد (24). لا يتضمن إجمالي المرسل كابل التوصيل المخصص لذلك ويمكن طلبه منا عند الحاجة.



4.4 تشغيل وإيقاف الجهاز

POWER

بعد التشغيل بواسطة زر الطاقة (17) فإن الجهاز يكون جاهزًا للتشغيل. يجب أن تومض نافذة المؤشر فوق المفتاح باللون الأخضر.



4.5 توصيل الملحق

4.5.1 توصيل القطب المحايد

وصل القطب الكهربائي المحايد بالموصل (14) يمكن اختياريًا توصيل قطب كهربائي محايد ذي قطعة واحدة أو ذي قطعتين والذي يتيح مراقبة الاتصال إلى المريض.



في حالة القطب الكهربائي المحايد الغير موصل يومض مصباح المؤشر للقطب الكهربائي المحايد (12) في نوع التشغيل أحادي القطبية باللون الأحمر، (لا يحدث ذلك في نوع التشغيل ثنائي القطبية) عند محاولة تنشيط الجهاز في هذه الحالة في نوع التشغيل أحادي القطبية باستخدام مفتاح التشغيل بالقدم أو بالأصبع، تنطلق إشارة تحذيرية يتم سماعها بصوت عال. لا يمكن تنشيط تيار الكهرباء الترددي الراديوي.

وليس لذلك أي تأثير على التيار ثنائي القطبية.

عند توصيل قطب كهربائي متعدد الأسطح لا ينطفأ مصباح الإشارة (12) إلا بعد الوصول حالة التطبيق الآمنة. هنا يجب مراعاة إطار زمني حيث يجب حساب زمن إحماء الجهد العالي لكل حالة على حدة.

تلميح

سيؤدي الاتصال الغير كاف بين القطب الكهربائي المحايد والمريض إلى تحذير مسموع إذا تم استخدام قطب كهربائي محايد يمكن مراقبته بجهاز لمراقبة جودة الاتصال. لمزيد من المعلومات حول الاستخدام السليم للأقطاب الكهربائية المحايدة ، انظر الفصل 6.3.



تحذير

خطر حدوث حريق بسبب سوء التعامل مع القطب الكهربائي المحايد! لمزيد من المعلومات حول الاستخدام السليم للأقطاب الكهربائية المحايدة ، انظر الفصل 6.3.



4.5.2 توصيل المقابض أحادية القطبية

لغرض القطع والتخثر يمكن توصيل مقبض ذي مفتاح تشغيل بالإصبع أو أيضًا دون مفتاح تشغيل بالإصبع بالاتصال مع مفتاح التشغيل بالقدم. يتم توصيل المقابض بالموصل (10). أدخل القطب النشط المطلوب في المقبض الجراحي حتى يتم ضمان توقف آمن.



يتم توصيل مفتاح التشغيل بالقدم بالموصل (25) في الجزء الخلفي من الجهاز.



تحذير



عند العمل مع تيارات التخثر ثمة خطر حدوث حريق بسبب استخدام أدوات غير معزولة بما فيه الكفاية! ثمة خطورة عند استخدام أدوات غير معزولة بما فيه الكفاية أو أخرى تالفة، مما يؤدي إلى تعرض المستخدم إلى جهد عالي التردد. لا تعتبر القفازات الطبية عازلاً كهربائياً. كما إنها لا تقيك من شرارات الجهد. بالنسبة للتطبيق غير المباشر بواسطة أداة يدوية (ملقط جراحي) ، فإنه يجب عزلها بحيث لا يتعرض المستخدم للجهد عالي التردد الذي يتم نقله إلى الجهاز.


4.5.3 توصيل الملحقات ثنائية القطبية

بالنسبة إلى التخثر ثنائي القطبية يتم توصيل كابل توصيل الأداة بالموصل (20). يمكن توصيل مجموعة من الأدوات ثنائية القطبية إلى هذا الكابل.

يتم التنشيط فقط من خلال مفتاح التشغيل بالقدم، والذي تم توصيله بالموصل (25).

بالنسبة إلى التخثر ثنائي القطبية فإنه لا بد من عدم توصيل القطب الكهربائي المحايد.

مع ذلك فإن وضع القطب الكهربائي المحايد في نفس التوقيت لا يكون له تأثير على سلامة وفعالية التخثر ثنائي القطبية.



تحذير

خطر الحريق!



ثمة خطر حدوث صدمة كهربائية من خلال لمس أجزاء موصلة بالجهد الكهربائي! لا تقم بتنشيط التيار عالي التردد عند استخدام الأقطاب الكهربائية أو أثناء استبدالها!

4.5.4 اختيار نوع التيار

يتكون جهاز BM-780 II من ثلاثة أنواع تشغيل:

Monopolar CUT (قطع أحادي القطبية)

Monopolar COAG (تخثر أحادي القطبية)

Bipolar COAG (تخثر ثنائي القطبية)

للتفريق بين أنواع التشغيل هذه، تم تقسيم الجزء الأمامي إلى ثلاث لوحات تحكم:

يتم إظهار في لوحة التحكم "Monopolar CUT" المعلمة باللون الأصفر في اللوحة الأمامية تنشيط تيار القطع من خلال مصباح (2) ، حيث سيتوفر نوعان مختلفان من التيار الكهربائي لغرض القطع:

CUT 1 (1) قطع ناعم دون منطقة تخثر

CUT 1 (1) تيار قطع بمنطقة تخثر



يتم إظهار في لوحة التحكم "Monopolar COAG" المعلمة باللون الأزرق في اللوحة الأمامية تنشيط تيار التخثر أحادي القطبية من خلال مصباح (5) ، حيث سيتوفر نوعان مختلفان من التيار الكهربائي لغرض التخثر:


CONTACT (4) تخثر ذو تأثير عميق من خلال الاتصال المباشر بين القطب الكهربائي والنسيج.

SPRAY (6) تيار تخثر ذو تأثير عميق أقل من أجل تخثر سطحي مع إحداث شرر (تصعيق).



يتم إظهار في لوحة التحكم "Bipolar COAG" إلى يمين اللوحة الأمامية تنشيط تيار التخثر ثنائي القطبية من خلال مصباح (8) ، حيث سيتوفر نوعان مختلفان من التيار الكهربائي لغرض التخثر ثنائي القطبية:

PRECISE (9) تخثر اتصالي موضعي في مجال زوج الأقطاب الكهربائية ثنائية القطب



4.5.5 إعدادات القدرة





لغرض ضبط إعدادات قدرة الخرج يجب تشغيل ضابط إعدادات القدرة (7). يتم إعداد القدرة من أقل قيمة محددة إلى أعلى قيمة بناءً على نوع التيار الذي تم اختياره (أنظر إلى البيانات التقنية، الفصل 9.1. أثناء ذلك تزيد قدرة الخرج بزاوية الإتجاه خطياً على نحو التقريب، يمكن الرجوع إلى المخططات البيانية لكل نوع تيار على حدة.




ملاحظة



يُصوّر منحنيًا ضبط في المخططات البيانية – مُقاسان بنظامي القياس EPM3 (أسود) و PMS4 (رمادي). وتنشئ نتائج قياس مختلفة نظرًا لطرق القياس المختلفة لأنظمة القياس هذه، ومسار معاوقة التردد العالي المُعَدِّ لمصفوفة المقاومة، ومفهوم قاعدة المؤلّد. يُجرى تقييم الأداء المُدرَج حديثًا باستخدام نظام القياس PMS4 نظرًا لتقدم نظام القياس EPM3. ولا يكون لحيود المنحنيات المُميّزة المعنية أيُّ تأثير على التطبيق أو الاستخدام، حيث لا يوجد تغييرٌ ماديٌّ في المؤلّد.





اللون	نظام القياس
أسود	EPM3
رمادي	PMS4

5 التشغيل

عند التنشيط يتم تشغيل تيار التردد الراديوي الذي تم تعيينه في آخر نوع للتشغيل، وذلك من خلال تشغيل المفتاح الموجود على المقبض، أو من خلال تشغيل مفتاح التشغيل بالقدم. تتم قدرة الخرج لتيار التردد الراديوي حسب الإعدادات المسبقة للقدرة. يصاحب التنشيط صوت مستمر ويضيء مصباح المؤشر التابع لنوع التشغيل.

تلميح



لأسباب تتعلق بالأمان قم دائماً باختبار وظائف الجهاز قبل الاستخدام الجراحي. شغل الدواسات أثناء تشغيل جهاز الجراحة الكهربائية. لكي تتجنب حدوث حروق غير مقصودة قم باختبار وظائف الجهاز دون إلحاق توصيلات إلكترونية بجهاز الجراحة الكهربائية.

تحذير



يجب دائماً مراعاة ما هو مذكور في الفصل 6 عند استخدام جهاز الجراحة الكهربائية واتباع القواعد المذكورة سواء للمستخدم أو عند الاستخدام على المريض، ولا سيما مراعاة الوضع الآمن للأقطاب المحايدة، وكذلك الوضعية السليمة للمريض.

تحذير



للاستخدام الآمن ، يجب استخدام الملحقات النشطة التي يمكنها تحمل ذروة جهد التردد الراديوي على حسب الوضع المحدد. استخدم الملحقات فقط في حالتها السليمة.

تحذير

قد يسخن سطح الجهاز بشدة عند تطبيق التيار عالي التردد ذي القدرة العالية لفترات طويلة.



5.1 وظائف خاصة

الجهاز مزود بالوظائف الخاصة التالية:

وظيفة AutoRF™ وهي ترافب وتتحكم في إخراج طاقة الجهاز اعتمادًا على حالة الجهاز.



5.2 اختبار الوظائف

يجب اختبار وظائف الجهاز قبل البدء في استخدامه. يرجى القيام باختبارات وظائف الجهاز التالية:

1. انزع قابس كابل التوصيل للقطب الكهربائي المحايد ثانية من مأخذ التوصيل (14). يومض مصباح التحذير الأحمر (12). عند محاولة تنشيط تيار التردد الراديوي أحادي القطبية تنطلق إشارة تحذير صوتية متقطعة بدلاً من صوت التنشيط المتواصل، ويتم حظر تنشيط تيار التردد الراديوي. بدلاً من ذلك يكون التيار ثنائي القطبية قابلاً للتنشيط، طالما أنه قد تم اختياره، وفي هذه الحالة لن يومض مصباح التحذير الأحمر.
2. ضع قابس كابل التوصيل للقطب الكهربائي المحايد ثانية في مأخذ التوصيل (14). لن يسمح لمصباح التحذير الأحمر (12) بأن يومض ثانية. في حال القطب الكهربائي المحايد المقسم، فإنه لابد من وضعه على المريض على النحو السليم، لكي ينطفأ جهاز الإنذار.
3. يتم توصيل كابل التوصيل ذي المقبض الإلكتروني في الموصل (10). يتم تنشيط التيار الكهربائي الذي تم اختياره إما بواسطة مفتاح التشغيل بالإصبع الموجود في المقبض الإلكتروني أو من خلال مفتاح التشغيل بالقدم. يجب أن تضئ مصابيح الإشارة (2) أو (5) أو (8) حسب نوع التيار الذي تم اختياره ويجب أن ينطلق صوت تفعيل تيار التردد الراديوي. يرجى مراعاة أن التخرثر ثنائي القطبية يجب أن يتم تفعيله فقط عبر مفتاح التشغيل بالقدم.

تحذير



إذا انطلق صوت إشارة تفعيل التردد العالي دون توصيل مفتاح التشغيل بالقدم أو المقبض الإلكتروني، فإن هذا يعني وجود خطأ في عمل الجهاز ولايسمح بتشغيله. لابد من إجراء فحص تقني.

إذا انطلق صوت إشارة تفعيل عالية التردد فقط من خلال مفتاح التشغيل بالقدم الموصل أو من خلال المقبض الإلكتروني دون أن يتم تشغيل أحد عناصر التشغيل، فإن هذا يعني وجود خطأ في أحد أجزاء الملحق. لا يسمح بالاستمرار في تشغيل هذا الملحق. ولابد من القيام باستبداله.

6 إجراءات السلامة

6.1 عام

أجهزة الجراحة الكهربائية هي مولدات عالية التردد والتي ينشأ نتيجة تشغيلها وفقاً للاستخدام المقصود جهد و تيار كهربائيان كبيران. ولتجنب حدوث خطر لكل من المريض والمسؤول عن الاستخدام، وكذلك أي طرف ثالث، فإنه لا بد دائماً من استخدام الجهاز بحرص شديد والالتزام التام بإرشادات التشغيل والسلامة.

يجب الالتزام بكتاب الجهاز الطبي حسب تعليمات المشغل.

يتعين الإبلاغ عن الحوادث الخطيرة المتعلقة بالمنتج إلى الشركة الصانعة والسلطة الدولية المختصة في العضو التي يقيم فيها المستخدم أو المريض أو كلاهما.



تحذير
خطر حدوث حريق بفعل زيادة التركيز الكهربائي عالي الجهد!
تزداد احتمالية خطورة جهاز الجراحة الكهربائية مع زيادة القدرة التطبيقية.

قد يؤدي عدم الالتزام بتدابير السلامة المذكورة أدناه إلى حدوث إصابات خطيرة أو حتى مميتة للمريض أو للمستخدم!

- قد يسبب أي خطأ في جهاز الجراحة الكهربائية زيادة غير مرغوب فيها في قدرة الخرج. وللحيلولة دون ذلك تم في BM-780 II إدماج جهاز حماية ضد أي جراحة زائدة.
- المخاطر نتيجة الجهد الكهربائي العالي!
- يجب أن يتم إعداد قدرة التردد الراديوي على أقل قيمة ممكنة للاستخدام المقصود.
- ➔ كما يجب مراعاة أن ضبط القدرة على قيمة منخفضة للغاية قد يشكل خطراً، على سبيل المثال أنه بسبب الضبط على قدرة ضئيلة للغاية لا يتم إنجاز قطع ما، بل ينشأ عنه تخثر موضعي غير مرغوب فيه أو قد يصل الأمر إلى أن يكون خطيراً.
- من ضمن أسباب التأثير الغير كاف عند الضبط المعتاد التثبيت السيئ للقطب المحايد، أو الاتصال السيئ في معدة القارنة بسبب عزل كابل مكسور أو قطب كهربائي لا يصلح استخدامه. تحقق من ذلك واستبدل الأجزاء التالفة.
- قد يرتبط استخدام أجهزة جراحة التردد الراديوي بإحداث شرار على الأقطاب الكهربائية النشطة.
- ➔ تجنب استخدام أجهزة التخدير القابلة للاشتعال وغاز الضحك (أكسيد النيتروس N₂O) والأكسجين.
- ➔ يجب تبخير المواد القابلة للاشتعال، التي تستخدم كسائل للتنظيف أو التعقيم أو كمحاليل وذلك قبل استخدام جهاز جراحة التردد الراديوي.
- ➔ ثمة خطر تراكم السوائل القابلة للاشتعال تحت المريض أو في تجاويف الجسم مثل السرة أو المهبل. يجب مسح السوائل التي تتجمع في تلك المواضع قبل استخدام أجهزة التردد الراديوي.
- ➔ يتم التحذير من خطر الاشتعال الذاتي للغازات.
- ➔ قد تشتعل المواد المشبعة بالأكسجين مثل القطن والشاش بفعل الشرارات التي قد تحدث خلال الاستخدام العادي لجهاز جراحة التردد الراديوي.
- قد يؤدي استخدام نوع تيار كهربائي ذي جهد كهربائي أعلى، وعلى وجه الخصوص نوع تيار كهربائي ذي جهد عالي للتخثر أحادي القطبية إلى حدوث تهيج عصبي عضلي للمريض.
- لا يسمح بدمج الجهاز مع أجهزة أخرى إلا من خلال الشركة المصنعة أو بعد الحصول على موافقة منها.
- قد تتعرض الأجهزة الطبية الإلكترونية الأخرى للتشويش نتيجة استخدام جهاز جراحة التردد الراديوي.

6.2 وضعية المريض

عند الاستخدام أحادي القطبية قد يعود التيار الكهربائي الموصل إلى المريض من جهاز الجراحة الكهربائية عبر القطب الكهربائي النشط في مسارين لغرض غلق الدائرة الكهربائية.

- يتم المسار الأول المنتظم عبر القطب الكهربائي المحايد والذي يدفع التيار الكهربائي على نطاق واسع من المريض إلى الجهاز وبدون تأثير سخونة الواقع على القطب الكهربائي النشط.
- المسار الثاني هو مسار ثانوي غير مرغوب فيه، والذي يمكن أن ينشأ تلقائيًا في حال أن المريض يكون على اتصال مع الأجزاء الموصلة للكهرباء والتي تكون على اتصال مع الجهد الأرضي.
- ← يضم ذلك جميع المواد ذات الأسطح الكبيرة مثل إطار سرير العلاج، طاولة العمليات، الكراسي ذات الإطارات المعدنية، وكذلك إطارات الأجهزة الكهربائية والتي يتم تشغيلها من نظام التغذية الكهربائية.
- ← يجب ألا يكون المريض على اتصال مع أي قطع معدنية على الأرض، وإلا فإن ثمة مخاطر حدوث حروق على مواضع الاتصال. ولا ينبغي على وجه الخصوص وضع أطراف المريض على أجهزة معدنية.
- يجب مراعاة الإرشادات التالية عند استخدام المولدات ذي التردد الراديوي:
- إذا تم وضع المريض على طاولة عمليات أو سرير عمليات ذي إطار معدني، يجب التأكد من جود عزل عالي التردد للسطح المعدني من خلال بطانات ببنية كافية (بطانية عازلة كهربائيًا).
- إذا كان يتوقع خروج سوائل أو عرق أثناء العملية، فإنه يتم منع ترطيب هذه البطانات البينية التي تهدف إلى العزل عالي التردد من خلال رقيقة عازلة للماء.
- يجب في كل الأحوال الحيلولة دون تجمع أي سوائل أسفل المريض، حيث يتم إذا اقتضت الضرورة استخدام المزيد من البطانات الجافة.
- يجب أن يتم توصيل الموصلات إلى أقطاب التردد الراديوي دون إحداث أي عقد بحيث لا تكون تلك الموصلات على اتصال مع المريض أو الموصلات الأخرى. وهذا يسري وبشكل خاص على الأقطاب الكهربائية المحايدة. يجب أن يتم فقط استخدام الموصلات التي توصي الشركة المصنعة باستخدامها لهذا الجهاز.
- تيار التردد الراديوي المتدفق إلى الجسم ينبغي أن يكون ذا قدرة على الوصول إلى القطب الكهربائي المحايد في أقصر مسار ممكن.
- ← يرجى أثناء ذلك مراعاة أن التيار الكهربائي أثناء وصوله إلى القطب الكهربائي المحايد لا يخرج من الجسم لكي يدخل ثانية إلى موضع آخر، على سبيل المثال من خلال الاتصال بين اليد والخذ أو بين الكوع والجذع. في مواضع الاتصال هذه ثمة مخاطر التعرض للحروق نتيجة هذا المسار الكهربائي الثانوي.
- ← لا بد من الحفاظ على جفاف المناطق ذات الإفرازات العرقية أو الأطراف عند وجودها إلى جانب جذع الجسم، أو مناطق اتصال الجلد مع الجلد من خلال بطانات ببنية من البطانات العازلة كهربائيًا (الذراع-الجذع، الساق-الساق، الثدي).
- بعد تغيير وضع المريض، يجب فحص الأقطاب الكهربائية والكابلات والطبقات الواقية العازلة للتأكد من الوضعية الصحيحة.

تحذير

خطر التعرض للحروق بسبب التيارات الشاردة!

إذا تركز التيار عالي التردد على المواضع الصغيرة، فإن ذلك قد يعرض لمخاطر الحروق. عند الاستخدام أحادي القطبية وثنائي القطبية المشترك يجب مراعاة أن المسافة بين كل موصل لا تقل عن 10 سم. يجب أن تكون كل الموصلات مرخية ودون عقد.



6.3 استخدام الأقطاب الكهربائية المحايدة

يتم تركيب الأقطاب الكهربائية المحايدة والموصلات بعناية فائقة. يجب في ذلك مراعاة النقاط التالية:



- يجب ضمان اتصال آمن للقطب الكهربائي المحايد أثناء كامل مدة استخدام التردد الراديوي. أثناء وضع القطب الكهربائي المحايد على الأطراف لا يسمح بإعاقه الدورة الدموية.
- يجب أن يتواجد القطب المحايد بقدر الإمكان إلى القرب من مجال العمليات، وبشكل آمن وبكامل السطح على جسم المريض.
- يجب وضع القطب المحايد على موضع مناسب ومجهز على جسم المريض.
- يجب أن تكون المسارات الكهربائية في الجسم قصيرة بقدر الإمكان وأن تعمل في اتجاه طولي أو قطري للجسم، وليس بشكل عرضي، ولا يتم وضعها على الإطلاق على الصدر.

- يجب إزالة أو عزل الأجزاء المعدنية الموجودة في وعلى الجسم إذا أمكن ذلك، والتنبيه إليها بشكل خاص.
- من أجل ضمان تطبيق متواصل أثناء كامل العملية فنحن نوصي باستخدام قطب كهربائي محايد لاصق مقسوم إلى جزئين ويتم استعماله لمرة واحدة فقط. فقط من خلال استخدام قطب كهربائي محايد لاصق مقسوم إلى جزئين يمكن ضمان الإشراف المستمر على المريض.
- ← القطب الكهربائي المحايد ذو القطعة الواحدة لا يضمن الإشراف المستمر. في حال الجهاز السئ لن تنطلق إشارة تحذير! لن يكون الإشراف على المريض ممكنًا في حال استخدام أقطاب كهربائية محايدة غير متوافقة وليست قابلة للقيام بعملية الرصد.
- يجب عند استخدام الأقطاب الكهربائية اللاصقة التي تستعمل لمرة واحدة فقط مراعاة أنه لم يتم تجاوز تاريخ انتهاء الصلاحية.
- قد تظهر لدى الأقطاب الكهربائية المحايدة اللاصقة والتي تتعرض طبقتها الهلامية للتلف حروق من الدرجة الثانية أو الثالثة. كما قد يؤدي النزاع السريع للقطب الكهربائي المحايد اللاصق إلى إصابة الجلد.
- ← لا يسمح أبدًا باستخدام القطب الكهربائي المحايد اللاصق والذي تعرضت طبقتها الهلامية للتلف.
- ← يجب مراعاة أن الأجزاء المسطحة للقطب الكهربائي المحايد اللاصق خالية من الهلام، وأنه يتم تغطيتها بالكامل بواسطة مشبك توصيل الكابل ، ومن ثم لن تتلامس مع جلد المريض.
- تزداد مخاطر التعرض للحروق عند استخدام القطب الكهربائي المحايد بشكل خاص في حال أن تيارات القطع أو التخنثر المتصلة المستخدمة تتميز بكونها ذات قدرة أعلى أو مدة تنشيط أطول.
- بما أن تغيير الإجراء من ثنائي القطبية إلى أحادي القطبية هو أمر متوقع دائمًا أثناء سير العملية ، فإننا نوصي دائمًا بتركيب قطب محايد.
- لا تضع القطب الكهربائي المحايد فوق طعم معدني أو المعادن الأخرى، وكذلك ليس فوق البروز العظمية أو النسيج ذي الندوب. تأكد خلو مواضع الجهاز من الشعر والدهون. لإزالة ذلك لا تستخدم المواد التي تؤدي إلى جفاف الجلد (على سبيل المثال الكحول).
- عندما يتم في نفس الوقت استخدام جراحة التردد الراديوي وشاشات الرصد على المريض، فإنه يسمح فقط باستخدام أقطاب المراقبة الكهربائية التي تحتوي موصلاتها على مقاوم واق أو مستحث تردد راديوي. لا يجوز استخدام إبر أقطاب كهربائية لإجراء الرصد الطبي. لا يسمح باستخدام قطب الجراحة الكهربائية النشط بالقرب من أقطاب جهاز تخطيط كهربائية القلب (على بعد 15 سم على الأقل).
- لكي تزيل القطب الكهربائي المحايد لا تقم بنزع الكابل أو الجزء المسطح. في حال القطب الكهربائي المحايد اللاصق قد يؤدي النزاع السريع إلى إصابة الجلد.
- يجب مراعاة دليل الاستخدام للقطب الكهربائي المحايد.

6.4 منظم ضربات القلب، غرسات طبية نشطة وغير نشطة

تحذير

يسري بشكل عام على حالات المرضى ذوي الأعضاء المعدنية المزروعة، أنه لا يسمح بمرور مسار التردد الراديوي فوق هذا الجزء المعدني. يجب مراعاة ذلك عند استخدام القطب الكهربائي المحايد النشط، مما يعني حظر وضع القطب الكهربائي المحايد على المفصل الاصطناعي و الطعم المعدني.



تلميح

في حالات المرضى ذوي الأجزاء المزروعة النشطة، على سبيل المثال منظم ضربات، أو الأقطاب الكهربائية المزروعة فقد يسبب استخدام جهاز التردد الراديوي حدوث مخاطر. وقد يسبب ذلك ضررًا بالغًا للجزء المزروع النشط أو خلل في وظائفه. بسبب هذا الغموض فإنه عليك استخدام جهاز الجراحة الكهربائية لتلك الحالات من المرضى فقط في حال عدم وجود بديل مساو. عليك بالضرورة تتبع المبادئ التوجيهية الواردة أدناه.



- يتعين مراعاة دليل الاستخدام الوارد من الشركة المُصنّعة للغرسات الطبية.
- يوصى الإشراف على مثل تلك الحالات من المرضى باستخدام جهاز إشراف مناسب.
- امسك بجهاز مزيل للرجفان وكذلك لمنظم ضربات خارجي جاهز للاستخدام.

- يسري على جهاز الجراحة الكهربائية:
 ← اختر دائماً أقل الإعدادات الممكنة لقدرة الخرج.
 ← يجب أن يكون القطب الكهربائي النشط لجهاز الجراحة الكهربائية على مسافة أبعد من 15 سم من الجزء النشط المزروع أو الأقطاب الكهربائية التابعة له.
 ← يجب تنفيذ التعليمات الخاصة بالاستخدام مثل على سبيل المثال تنفيذ تطبيق القطب الكهربائي المحايد بعناية فائقة.

تلميح

استخدم تقنية ثنائية القطبية إذا كان ذلك ممكناً.



6.5 طرق التعامل مع أدوات الجراحة الكهربائية

يرجى مراعاة الإرشادات التالية عند استخدام أدوات التردد الراديوي:

- يجب مراعاة أن الموصلات والأداة التنفيذية المستخدمة مصممة لتناسب جهد التردد الراديوي لـ BM-780 II (أنظر الرسم البياني للجهد في الفصل 9.2.2).
- قبل الاستخدام ، يجب دائماً فحص الملحقات بصرياً.
- في أوقات التوقف عن الاستخدام لا تضع أدوات الجراحة الكهربائية على المريض.
- قد ينشأ عن اتصال القطب الكهربائي النشط بالأجزاء المعدنية تيار متوازي عالي التردد أو مسار تيار تسرب مركز. قد يسبب ذلك حدوث حريق.

تحذير

خطر الحريق! قد يؤدي التشغيل الغير مقصود لمفتاح التشغيل بالقدم أو مفتاح التشغيل بالاصبع إلى تنشيط غير متحكم للتيار عالي التردد. قد يؤدي ذلك إلى حدوث تأثير حراري غير مرغوب فيه على موضع ما من الجسم، على سبيل المثال عند توصيل الأداة الجراحية.



6.6 المخاطر الناجمة عن التداخل الكهرومغناطيسي

تحذير
قد تتأثر أجهزة كهروميكانيكية أخرى (مثل جهاز مراقبة تخطيط القلب) والأجهزة الإلكترونية (مثل الهاتف والكمبيوتر) عند الاستخدام المقصود للأجهزة الكهربائية مثل BM-780 II ، التي تولد تيارًا عالي التردد ، أثناء تنشيط تيار الترددات اللاسلكية.



تحذير
قد يؤثر تشغيل أجهزة اللاسلكي أو الهواتف الخلوية أو غيرها من أجهزة الإرسال القريبة من المولدات ذي التردد الراديوي على التشغيل الآمن.
لمعرفة الحد الأدنى للمسافات الفاصلة من أجهزة الإرسال، يرجى مراجعة الفصل 9.3.



لتقليل هذا التشويش يجب إتباع الإجراءات التالية:

- اربط شبكة توصيل BM-780 II بدائرة كهربائية أخرى.
- زد المسافة بين BM-780 II والأجهزة الأخرى (لا تقم بوضعها بجانب بعضها البعض أو تكويمها).
- في حال أنه تم تشغيل الأجهزة الأخرى إلى جوار أو مكومة على جهاز BM-780 II فإنه لابد من متابعة وظائف كل تلك الأجهزة.
- اضمن توصيل مفتاح الربط المتساوي الجهد (24) بتوصيلة الأرض حسب التعليمات.
- ضع كابل الأداة بحيث لا يتواجد بقدر الإمكان بالقرب من الأجهزة الأخرى و كابلات التوصيل التابعة لها.
- ضع كابل التوصيل بالطريقة التي لا تجعله بقدر الإمكان بالقرب من الأجهزة الأخرى.

6.7 الملحقات

توصي شركة Sutter للتقنيات الطبية باستخدام الملحقات المعتمدة التالية:

- كابلات السيليكون، الطول 4,5 م، (الرقم المرجعي L 370138)
 - مقبض إلكتروني أحادي القطبية للعمود الإلكتروني Ø 2,4 ملم، طول الكابل 4 م (الرقم المرجعي 360218)
 - كابل التوصيل للاستعمال لمرة واحدة، الطول 4,5 م، (الرقم المرجعي 360236)
 - مفتاح التشغيل بالقدم (الرقم المرجعي 360109, 360105)
 - قطب كهربائي محايد للاستخدام لمرة واحدة، مُقسم، للبالغين وللأطفال (الرقم المرجعي 5 – 29 00)
- يعتمد توفر المنتج على اللوائح التنظيمية في الأسواق الفردية، ولذا يمكن أن يتفاوت الأمر من سوق لآخر.

يُحظر لأسباب تتعلق بالتوافق الكهرومغناطيسي (EMC) تجاوز طول الملحقات النشطة قيم حدية معينة. إذا كان الملحق طويلاً جداً، يمكن أن يعمل كهوائي ويُسبب حالات تداخل كهرومغناطيسي. يشمل طول الملحق النشط مسار التوصيل بالكامل - من القابس مروراً بالكابل وحتى طرف القطب الكهربائي.

- بالنسبة للملحق ثنائي القطبين، يبلغ الحد الأقصى للطول المسموح به 4.8 متر.
- بالنسبة للملحق أحادي القطب، يبلغ الحد الأقصى للطول المسموح به 4.9 متر.



تلميح

استخدم الجهاز فقط مع الملحقات، أو الأجزاء الماهرة، أو الأجزاء التي تستخدم لمرة واحدة فقط، والتي تم إثبات سلامتها التقنية لتكون صالحة للاستخدام وفقاً لإعلان مطابقة. قد يؤدي استخدام ملحقات الشركات المصنعة الأخرى الغير مثبتت سلامتها إلى زيادة الانبعاثات الكهرومغناطيسية أو تقليل المناعة الكهرومغناطيسية للمعدات وقد يؤدي إلى حدوث أخطاء في التشغيل.



في حال استخدامك لملحقات شركة أخرى فإنه من الضروري التأكد أن تلك الملحقات مناسبة بالفعل. تعد النقاط التالية مؤشراً على عما إذا كانت الشركة المصنعة شركة جادة أو أن الملحقات مناسبة:

- الشركة المصنعة لديها إعلان مطابقة فيما يختص بالملحقات التي قامت بتصنيعها.
 - لدى الشركة المصنعة الدليل على توافق الملحقات التي قامت بتصنيعها أو أنها مستعدة لإثبات ذلك.
 - تشتمل الملحقات على دليل الاستخدام الذي يصف نطاق الوظائف بوضوح ويمكن فهمه بشكل واضح.
 - يحتوي الجزء الملحق على معدة قارنة مناسبة والتي يمكن توصيلها بالجهاز دون مجهود مضني أو حدوث أي مشكلات.
 - تكون الشركة المصنعة على استعداد، بناء على طلبك، للتأكيد على فحص الملحقات وفقاً للمعيار الدولي IEC 60601-2-2.
 - يمكن قراءة العلامات والإرشادات على أجزاء الملحقات بوضوح، على سبيل المثال بيانات الشركة المصنعة والحد الأقصى لجهد التحمل.
 - الشركة المصنعة مستعدة في حال طلبك لتزويدك بالبيانات والمواصفات التقنية الأخرى، ويمكن الوصول إليها بسهولة خلال ساعات العمل العادية للرد على استفساراتك.
- في حالات الشك توجه إلى المورد المختص أو الشركة المصنعة.

تحذير

تجنب الإعدادات في الجهاز التي تؤدي إلى أن الحد الأقصى لجهد الخرج يتخطى الجهد المقنن للملحق (أنظر إلى المخطط البياني للجهد في الفصل 9.2.2).



إذا شكَّلت المكونات نظامًا مع كوريس BM-780 II (على سبيل المثال وصلة مضخة شطف أو تكتُّل في مقبس متعدد)، يجب أن تفي هذه المكونات بمتطلبات البيئة الطبية المحيطة ذات الصلة. وتجب على وجه الخصوص مراعاة اللائحة IEC/EN 60601-1 (الطبعة الثالثة، الفصل 16). وفي حالة الشك يُرجى سؤال مُصنِّعي المكونات أو الأجهزة.



7 متابعات السلامة التقنية

يجب القيام بالمتابعات التالية على الجهاز كل 24 شهرًا من قبل شخص مدرب مهنيًا والذي بناء على تدريبه المهني هذا وخبراته و المعرفة التي اكتسبها خلال ممارسته العملية يكون قادرًا على القيام بتلك المتابعات على السلامة التقنية ودون الحاجة إلى أي تعليمات أو إرشادات إضافية.



تلميح

لا يجوز إجراء أي أعمال للصيانة لـ BM-780 II أثناء التشغيل.



تلميح

لا يجوز إجراء أي إصلاحات على المنتجات إلا من قبل الشركة الصانعة أو جهة مفوضة صراحةً منها. وخلاف ذلك يبطل الضمان وتبطل كذلك المطالبات المتعلقة بالمسؤولية تجاه الشركة الصانعة إذا لزم الأمر.

يجب القيام بالمتابعات التالية فيما يتعلق بالسلامة التقنية:

- افحص وجود تلفيات أو أعطال وظيفية ميكانيكية في الجهاز والملحقات.
 - افحص وضوح قراءة العنواين المتعلقة بالسلامة.
 - افحص فيوزات صمامات حماية الجهاز بالنسبة للتيار الاسمي وخصائص الفيوزات.
 - نفذ فحص الوظائف على حسب دليل الاستخدام. (انظر الفصل 5.2).
 - افحص الزيادة المتوافقة لتوصيل الطاقة حسب إتجاه دوران ضابط إعدادات القدرة (7).
 - قم بتنفيذ الفرق بين القيمة الحالية والقيمة المطلوبة للحد الأقصى لتوصيل الطاقة في كلا المخرجين في أنواع التشغيل المتوفرة حسب مقاوامات التحميل الاسمية المذكورة في الفصل 9.
 - افحص الرسائل السمعية والبصرية عند إخراج الطاقة.
 - الفحص الكهربائي حسب تقرير الاختبار لفحص السلامة التقنية المتناوب.
 - يسمح لتيار التسرب بأن يكون 1.5 ضعف أول قيمة تم قياسها كحد أقصى وأن تكون في نفس الوقت ليس أعلى من القيمة الحدية.
- ← يمكن الرجوع إلى التثبيت الأولي في تقارير الاختبارات المرفقة للحصول على القيم الأولى التي تم قياسها.
- نحن نوصي بأن يتم تسجيل متابعات السلامة التقنية في سجل المنتج الطبي وتوثيق نتائج المتابعة.
- إذا كان الجهاز غير فعال و / أو آمن للعمل، لا بد من إصلاحه أو إخبار مشغل الجهاز فورًا بالمخاطر.
- في هذه الحالة تتولى الشركة المصنعة تنفيذ متابعة السلامة التقنية وتوفير لك إلى حين الانتهاء من ذلك جهاز بديل لسد احتياجاتك. يتم فرض رسوم مقابل إجراء المتابعة التقنية ومنح الجهاز البديل. يرجى التوجه إلى الشركة المصنعة أو المورد المختص.

8 إرشادات للرعاية

8.1 التنظيف والتطهير

عند التنظيف والتطهير يجب فصل الجهاز من الشبكة الكهربائية. عند استخدام وسائل التنظيف والتطهير أو حتى عند الرش يجب مراعاة عدم وجود سوائل داخل الجهاز.

يتم تنظيف الجهاز باستعمال وسائل تنظيف متداولة غير كحولية على جميع الأسطح الخارجية بما في ذلك اللوحة الأمامية. لا تقم مطلقاً بتنظيف الجهاز باستخدام المواد الكاشطة أو المطهرات أو المذيبات التي يمكنها خدش الجهاز أو أن تؤدي إلى تلفه. يتم تطهير الجهاز والملحقات الغير معقمة باستعمال وسائل التطهير المتداولة في الممارسات الطبية وأقسام العمليات. قبل التشغيل لابد من التأكد من إزالة بقايا وسائل التطهير.

تلميح

يجب أن تكون أجزاء الملحقات لجهاز الجراحة الكهربائية في حالة جيدة وصالحة للتشغيل. قد تمثل الملحقات الغير صالحة للتشغيل أو التالفة خطراً على حياة المريض أو المستخدم وقد ينتج خلل للاستخدام المقصود لجهاز الجراحة الكهربائية. استبعد الملحقات الغير صالحة للاستخدام.



8.2 تعقيم أجزاء الملحقات

لغرض العناية وإعادة معالجة لأجزاء الملحقات يجب بشكل حتمي إتباع الإرشادات المرفقة لكل جزء.



8.3 أجزاء الملحقات الغير صالحة للتعقيم

تخضع أجزاء الملحقات الغير صالحة للتعقيم مثل مفاتيح التشغيل بالقدم للتعقيم المنتظم بالمسح.



لا يغني دليل استخدام BM-780 II عن دليل الاستخدام للملحقات.



9 المعلومات التقنية

9.1 البيانات التقنية، المعايير، التوثيق

موصل الشبكة	100 – 240 V; 50/60 Hz	دون توصيل التردد الراديوي	حوالي 16 VA	استهلاك الطاقة	عند أقصى حد قدرة الخرج	حوالي 120 VA	
فئة حماية	I						
درجة الحماية	IP2X						
التصنيف وفقًا لللائحة (EU)	II b						
2017/745							
تيارات تسرب RF و NF	وفقًا للجنة الكهروتقنية الدولية IEC 60601-1 und IEC60601-2-2						
نوع	BF; حماية إزالة الرجفان						
مقدار الخرج للتردد الراديوي:							
نوع التيار	قدرة	مقاومة الحمل	الحد الأقصى تيار الخرج عالي التردد	التردد الاسمي	تردد التعديل		
CUT 1	الحد 80 W	± 20 %	300 Ω	510 mA	0,92 MHz	-	
CUT 2	الحد 70 W	± 20 %	300 Ω	480 mA	0,92 MHz	58 kHz	
CONTACT	الحد 70 W	± 20 %	200 Ω	600 mA	1,23 MHz	77 kHz	
SPRAY	الحد 60 W	± 20 %	300 Ω	450 mA	0,46 MHz	58 kHz	
PRECISE	الحد 70 W	± 20 %	50 Ω	1200 mA	0,46 MHz	-	
نوع التشغيل	INT متقطع 10 ث / 30 ث تعادل ED 25 %						
فيوز الشبكة	T 1,6 AH 250 V G, 5x20 mm 100 - 240 VAC, 2 x						
مستوى الإشارة	مؤشر التردد الراديوي: 55 dB(A)						
	الإنذار: 65 dB(A)						
الوزن	حوالي 3,9 kg						
القياسات	295 mm x 136 mm x 280 mm B x H x T						
المعايير	IEC 60601-1:2005 + التصحيحات: 2006 + 2007 + التعديلات: A1:2012 + A2:2020 IEC 60601-1-2:2014 + التعديل A1:2020 IEC 60601-2-2:2017 + التعديل A1:2023 IEC 60601-1-6:2010 + التعديلات: A1:2013 + A2:2020						
	متوافق مع المادة 120 (3) من لائحة (الاتحاد الأوروبي) (MDR) 745/2017						
درجة الحرارة المحيطة	25- درجة مئوية إلى 70 درجة مئوية						
الظروف البيئية للنقل والتخزين	الرطوبة النسبية الضغط الجوي						
درجة الحرارة المحيطة	10- درجة مئوية إلى 40 درجة مئوية						
الظروف البيئية للتشغيل	الرطوبة النسبية الضغط الجوي						

CE 0297






9.2 رسوم بيانية

9.2.1 قدرة التردد الراديوي

ملاحظة








يُصوّر منحني أداء بنسبة 100% و50% في المخططين، مُقاسان بنظامي القياس EPM3 (أسود) وPMS4 (رمادي).
وتنبثق نتائج قياس مختلفة نظراً لطرق القياس المختلفة لأنظمة القياس هذه، ومسار معاوقة التردد العالي المُعَدِّ لمصفوفة المقاومة،
ومفهوم قاعدة المُولّد. يُجرى تقييم الأداء المُدرَج حديثاً باستخدام نظام القياس PMS4 نظراً لتقدم نظام القياس EPM3.
ولا يكون لحبود المنحنيات المُمَيّزة المعنية أيُّ تأثير على التطبيق أو الاستخدام، حيث لا يوجد تغيير مادي في المولد.



نظام القياس	إعدادات الخرج	المنحنى	اللون
EPM3	الحد الأقصى للخرج (100%)	1	أسود
	نصف الخرج (50%)	2	
PMS4	الحد الأقصى للخرج (100%)	3	رمادي
	نصف الخرج (50%)	4	

9.2.2 جهد التردد الراديوي





تحذير

للاستخدام الآمن ، يجب استخدام الملحقات النشطة التي يمكنها تحمل ذروة جهد التردد الراديوي على حسب الوضع المحدد.



9.3 المبادئ التوجيهية وبيان الشركة المصنعة حول التوافق الكهرومغناطيسي

إرشادات وإعلان الشركة المصنعة وفقاً لمعيار IEC 60601-1-2:2014+A1:2020، القسم 7:		
الانبعاثات الكهرومغناطيسية		
BM-780 II محدد للتشغيل في محيط كهرومغناطيسي كما هو مذكور أدناه. على العميل أو مستخدم BM-780 II التأكد من أن الجهاز يتم استعماله في نفس هذا المحيط.		
اختبارات الانبعاثات المتداخلة	منسوب المطابقة	المحيط الكهرومغناطيسي - المبادئ التوجيهية
الانبعاثات عالية التردد حسب CISPR11	مجموعة 2	يجب أن يصدر جهاز BM-780 II طاقة كهرومغناطيسية لضمان تحقيق الغرض المقصود من استخدامه. قد تتأثر الأجهزة الإلكترونية القريبة.
الانبعاثات عالية التردد حسب CISPR11	الفئة ب	يُلَازِم بالفئة فقط عند استعداد الجهاز للتشغيل دون تنشيط التيار عالي التردد. صُمم جهاز BM-780 II للاستخدام في المنشآت غير السكنية، وتلك الموصولة مباشرة بشبكة جهد منخفض عمومية، وتُغذى أيضاً المباني السكنية.
انبعاثات التوافقيات وفقاً للجنة الكهروتقنية الدولية IEC 61000-3-2	الفئة أ	
انبعاثات تذبذب الجهد / التذبذب وفقاً للجنة الكهروتقنية الدولية IEC 61000-3-3	متوافق	

ملاحظة

خصائص انبعاث جهاز BM-780 II تجعله مناسباً للاستخدام في البيئات الصناعية والمستشفيات (CISPR 11 Klasse A). في حال استخدامه في البيئات السكنية (التي تتطلب عادةً الفئة B وفقاً لمعيار CISPR 11)، يمكن ألا يوفر جهاز BM-780 II حماية كافية لخدمات الاتصالات الراديوية. يمكن أن يُطلب من المستخدم اتخاذ إجراءات تصحيحية، مثل نقل الجهاز أو إعادة توجيهه.



ملاحظة

هذا الجهاز مخصص فقط وحصرًا للاستخدام على يد العاملين في المجال الطبي.



المبادئ التوجيهية وبيان الشركة المصنعة وفقاً للجنة الكهروتقنية الدولية IEC 60601-1-2:2014+A1:2020 الفقرة 8.9:			
منسوب اختبار مقاومة التداخل			
BM-780 II محدد للتشغيل في محيط كهرومغناطيسي كما هو مذكور أدناه. على العميل أو مستخدم BM-780 II التأكد من أنه يتم استخدام الجهاز في مثل هذا المحيط.			
اختبارات المناعة الكهربية	منسوب الاختبار وفقاً لمعيار الجودة للجنة الكهروتقنية الدولية IEC 60601	منسوب المطابقة	المحيط الكهرومغناطيسي - المبادئ التوجيهية
التفريغ الكهربائي حسب اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC 61000-4-2	8± كيلو فولت تفريغ اتصالي 15± كيلو فولت تفريغ هوائي	8± كيلو فولت تفريغ اتصالي 15± كيلو فولت تفريغ هوائي	ينبغي أن تكون الأرضية من الخشب أو الخرسانة أو من بلاط السيراميك. إذا كانت الأرضية من مواد اصطناعية فلا بد أن تصل الرطوبة النسبية إلى 30% على الأقل.
متغيرات تشويش / اندفاعات كهربائية سريعة عابرة وفقاً للجنة الكهروتقنية الدولية IEC 61000-4-4	2± كيلو فولت لموصلات الشبكة 1± كيلو فولت قدرة الخرج والدخل	2± كيلو فولت لموصلات الشبكة 1± كيلو فولت قدرة الخرج والدخل	ينبغي أن تتناسب نوعية جهد التغذية بيئة المستشفى أو البيئة التجارية العادية.
الجهد الدفعي (جهد زائد) حسب اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC 61000-4-5	1± كيلو فولت نمط جهد تفاضلي 2± كيلو فولت جهد نمطي مشترك	1± كيلو فولت نمط جهد تفاضلي 2± كيلو فولت جهد نمطي مشترك	ينبغي أن تتناسب نوعية جهد التغذية بيئة المستشفى أو البيئة التجارية العادية.
الانخفاض الفجائي للجهد، والانقطاعات لفترات قصيرة، والتذبذب في جهد التغذية حسب اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC 61000-4-11	0% U_T (انخفاض U_T) لنصف الفترة عند 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 درجة 0% U_T (انخفاض U_T) لفترتين واحدة 70% U_T (انخفاض U_T) لفترات (30% انخفاض U_T) لفترات 25/30 , لمرحلة واحدة عند درجة 0 0% U_T (انخفاض U_T) لفترات 250/300	0% U_T (انخفاض U_T) لنصف الفترة عند 0, 45, 90, 135, 180, 225, 270, 315 درجة 0% U_T (انخفاض U_T) لفترتين واحدة 70% U_T (انخفاض U_T) لفترات (30% انخفاض U_T) لفترات 25/30 , لمرحلة واحدة عند درجة 0 0% U_T (انخفاض U_T) لفترات 250/300	ينبغي أن تتناسب نوعية جهد التغذية بيئة المستشفى أو البيئة التجارية العادية. إذا طلب مستخدم BM-780 II وظيفة مستمرة في العمل خلال حدوث انقطاع الإمداد بالطاقة، فإنه يوصى إمداد BM-780 II بالطاقة من مغذي كهربائي لا يتعرض للانقطاع.
المجال المغناطيسي عند تردد الإمداد بالطاقة (50/60 Hz) حسب اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC 61000-4-8	30 أمبير/متر	30 أمبير/متر	ينبغي أن تتطابق مجالات المغناطيسية مع القيم النموذجية الموجودة في محيط المستشفيات والأماكن التجارية التقليدية.
المجال المغناطيسي قصير المدى وفقاً للمعيار IEC 61000-4-39	8 أمبير/متر 65 أمبير/متر 7.5 أمبير/متر	8 أمبير/متر 65 أمبير/متر 7.5 أمبير/متر	يجب أن تتطابق المجالات المغناطيسية مع القيم النموذجية الموجودة في محيط المستشفيات والأماكن التجارية التقليدية.
ملحوظة: U_T هو تبديل جهد المأخذ الكهربائي الرئيسي قبل استخدام منسوب الاختبار.			

المبادئ التوجيهية وبيان الشركة المصنعة وفقاً للجنة الكهروتقنية الدولية A1:2020+IEC 60601-1-2:2014، الفقرة 8.9:			
المناعة الكهربائية الكهرومغناطيسية			
BM-780 II محدد للتشغيل في محيط كهرومغناطيسي كما هو مذكور أدناه. على العميل أو مستخدم BM-780 II التأكد من أنه يتم استخدام الجهاز في مثل هذا المحيط. قد تختل وظائف الجهاز عند التشغيل بالقرب من أجهزة الراديو المفتوحة أو أجهزة المحمول أو أجهزة الإرسال الأخرى.			
اختبارات المناعة الكهربائية	منسوب الاختبار وفقاً للجنة الكهروتقنية الدولية IEC 60601	منسوب المطابقة	المحيط الكهرومغناطيسي - المبادئ التوجيهية
متغيرات التشويش عالية التردد الموصلة حسب اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC 61000-4-6	3 V _{eff} حتى 150 kHz 80 MHz 6 V _{eff} في نطاق تردد ISM 150 kHz حتى 80 MHz	3 V _{eff} حتى 150 kHz 80 MHz 6 V _{eff} في نطاق تردد ISM 150 kHz حتى 80 MHz	لا يجوز استعمال أجهزة الراديو التي يمكن حملها والمتحركة بالقرب من جهاز BM-780 II (بما في ذلك الموصلات) خلافاً لمسافة الحماية الموصى بها 30 سم. مجالات القوة للمرسل الراديوي الثابت والمحددة في إطار أحد الاختبارات المجراة في أماكن الأجهزة ^ب ينبغي أن تكون أقل من منسوب الموافقة وذلك في حالات جميع الترددات. ^ب يمكن أن يحدث تشويش في محيط الأجهزة التي يكون عليها الصورة التالية:
متغيرات التشويش عالية التردد المشعة حسب اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC 61000-4-3	3 فولت/متر حتى 80 MHz 2,7 غيغاهيرتز	3 فولت/متر حتى 80 MHz 2,7 غيغاهيرتز	
ملحوظة	قد لا تنطبق هذه المبادئ التوجيهية في جميع الحالات. تؤثر امتصاصات وانعكاسات المباني والأشياء الأخرى والأشخاص على نشر المتغيرات الكهرومغناطيسية.		
أ تردد ISM بين 150 kHz و 80 MHz هي 6,765 MHz إلى 13,553 MHz; 6,795 MHz إلى 26,957 MHz; 13,567 MHz إلى 27,283 MHz; 40,66 MHz إلى 40,70 MHz			
ب قواعد الهواتف الخلوية و أجهزة الراديو المتنقلة، محطة هوائية اللاسلكي، إذاعة إف إم و إيه إم، أجهزة التلفاز، لا يمكن تحديدها من قبل على وجه الدقة نظرياً. لتحديد المحيط الكهرومغناطيسي بالنظر إلى أجهزة الإرسال الثابتة فإنه ينبغي دراسة مكان لإجراء الاختبارات. في حال أن مجالات القوة التي تم قياسها في المكان تم استخدامها على جهاز BM-780 II وكانت قيمتها قد تجاوزت منسوب الموافقة المذكور أعلاه، فإنه ينبغي مراقبة الجهاز فيما يتعلق بسلامة وظائفه. في حالات الأداء الغير معتاد لجهاز يمكن أن يكون إتخاذ إجراءات إضافية أمر ضروري، على سبيل المثال تعديل الإجراء أو تغيير المكان الذي يتواجد فيه جهاز BM-780 II.			

مسافة الحماية الموصى بها بين أجهزة الاتصالات عالية التردد المتنقلة والتي يمكن حملها وجهاز BM-780 II حسب اللجنة الكهروتقنية الدولية IEC 60601-1-2:2014+A1:2020 الفقرة 8.10				
تحديد المسافة إلى أجهزة الاتصالات اللاسلكية عالية التردد				
المسافة (m)	منسوب المطابقة (V/m)	تعديل	تردد التحقق (MHz)	نطاق التردد (MHz)
0,3	27	تعديل النبضات ^أ 18 Hz	385	380 - 390
0,3	28	FM ±5 kHz Hub تعديل النبضات ^أ أو 18 Hz	450	430 - 470
0,3	9	تعديل النبضات ^أ 217 Hz	710, 745, 780	704 – 787
0,3	28	تعديل النبضات ^أ 18 Hz	810, 870, 930	800 – 960
0,3	28	تعديل النبضات ^أ 217 Hz	1720, 1845, 1970	1700 – 1990
0,3	28	تعديل النبضات ^أ 217 Hz	2450	2400 - 2570
0,3	9	تعديل النبضات ^أ 217 Hz	5240, 5500, 5785	5100 - 5800
يجب الامتنثال للحد الأدنى لمسافة الحماية البالغة 30 سم بين أجهزة الاتصالات عالية التردد التي يمكن حملها والتي تقوم بإرسال انبعاثاتها في نطاق التردد المذكور وبين جهاز BM-780 II. ويشمل ذلك الهواتف المحمولة، وأجهزة الواي فاي، وأجهزة التعرف بترددات الراديو، وأجهزة البلوتوث. قد يؤدي عدم الامتنثال للتعليمات إلى خفض خصائص القدرة للجهاز.				ملحوظة
تعديل النبضات باعتباره موجة مربعة يتم تحديده بعامل تشغيل نبضة يبلغ 50%.				تعديل النبضات
تعديل التردد				FM ^b

10 إرشادات تتعلق بالبيئة

10.1 العبوة

يتم إرجاع العبوة بالكامل للبائع للاستئفاع بها. أو إنه يتم التخلص من العبوة في صناديق القمامة المخصصة للورق أو في صناديق القمامة المنزلية.

10.2 تشغيل الجهاز بصورة غير مضرّة للبيئة

عند تبخير النسيج يجب مراعاة عدم استنشاق الاحتراقات الناتجة نتيجة للاستخدام المقصود بصورة مركزة لفترة طويلة. المواد الضارة الأخرى غير منتجات التحلل المذكورة أعلاه لا تتكون نتيجة استخدام الجهاز في إطار الغرض المقصود. من أجل الشفط يمكن أن يستخدم مفرغ دخان.

من أجل أقصى درجات الامان للتشغيل ومن أجل توفير الطاقة أثناء استخدام يرجى غلق الجهاز بين فترات الاستراحة الطويلة للعلاج. عند استخدام الأدوات التي تستخدم لمرة واحدة فقط يجب أولاً تنظيفها وتطهيرها، وإذا اقتضت الضرورة تعقيمها، ثم التخلص منها حسب القواعد المعمولة للتخلص من النفايات. تعامل مع الأجزاء الحادة للأجزاء التي تستعمل لمرة واحدة مثل الإبر والمشارط حسب القواعد السارية المعمول بها (التخلص عبر واق من الجراثيم ووعاء محكم الإغلاق).

10.3 التخلص من الجهاز

عند صناعة هذا الجهاز تم الاستغناء إلى حد كبير عن مواد التعبئة المركبة، لكي يتم منح فرصة كبيرة لإعادة التدوير بعد انتهاء العمر التشغيلي للجهاز. يجب الامتثال بقواعد المخلفات الإلكترونية عند التخلص من الجهاز أو إرساله إلى الشركة المصنعة/الموزع من أجل التخلص المناسب من الجهاز.

علامة الأجهزة الكهربائية والإلكترونية وفقاً لقواعد 2002/96/EG (مخلفات المعدات الكهربائية والإلكترونية WEEE) أو حسب القانون الألماني للأجهزة الكهربائية والإلكترونية يشير الرمز على المنتج أو العبوة التابعة له أن هذا المنتج لا يجوز التخلص منه في صندوق القمامة العادية.



ملاحظات

[illegible]

عنوان الشركة المصنعة

تم التوزيع من قبل:



الشركة المصنعة:

Sutter Medizintechnik GmbH شركة
Alfred-Walz-Str. 22
Emmendingen / Germany 79312



الهاتف: +49 (0) 7641 96256-0
فاكس: +49 (0) 7641 96256-30
البريد الإلكتروني: info@sutter-med.de
www.sutter-med.de

نحتفظ بحق القيام بأي تغييرات!

الرقم المرجعي 1100-AR; 2025-05-27